

Anleitung zur subkutanen Injektion in vier einfachen Schritten



1

Plastikkappe von der Durchstechflasche entfernen und Gummistopfen desinfizieren.



2

Kanüle mit der gelben Markierung auf die wasservorgefüllte Fertigspritze setzen, Kanüle durch den Gummistopfen stechen und das Wasser vorsichtig von oben in die aufrecht stehende Durchstechflasche geben. Durchstechflasche vorsichtig schwenken, bis das Lyophilisat gelöst ist.



3

Injektionslösung langsam aus der Durchstechflasche wieder mit der Spritze aufziehen.
Kanüle mit der gelben Markierung entfernen und dafür Kanüle mit der braunen Markierung aufstecken.

Weitere Informationen zur subkutanen Injektion




4

Luftblasen aus der Spritze entfernen. Die Lösung ist jetzt fertig zur Injektion unter die Haut (subkutan).

Nehmen Sie im Einstichbereich die Haut so zwischen zwei Finger, dass sich eine Hautfalte bildet.

- 1 Halten Sie die Spritze wie einen Füllhalter, und stechen Sie die Nadel in ihrer ganzen Länge schräg ein.
- 2 Prüfen Sie durch leichtes Zurückziehen des Kolbens, ob Sie nicht in ein Blutgefäß gestochen haben. In diesem Fall würde etwas Blut in die Injektionslösung strömen, und Sie müssten den Vorgang wiederholen.
- 3 Spritzen Sie die Lösung langsam und gleichmäßig unter die Haut.
- 4 Ziehen Sie die Nadel im gleichen Winkel wieder heraus, und tupfen Sie die Einstichstelle leicht mit Desinfektionsmittel ab.



Mögliche Einstichbereiche für die subkutane Injektion sind:

Oberarme, Bauch und Oberschenkel



RANOCYTE® 13/34 MIO.IE
Lenograstim - rHuG-CSF

Anleitung zur Selbstapplikation von G-CSF